


A 7/1

Reikälevy

Puhdistaa helposti särkyvät esineet hellävaraisesti vaimentamalla suihkua.



- 7 x 7 mm:n rei'itys, 3 mm:n tuki
- Sopii vaunuille E 775/1, E 735/1 ja E 701/1

EAN: 4002513531169 / Materiaalin numero: 06097000 /
Vanhan materiaalin numero: 69500702D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1
Ulkomitat, nettoleveys, mm	473
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	543
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	10
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	510
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	620
Nettopaino, kg	1,20
Bruttopaino, kg	1,30