


A 9/1

Reikälevy

Puhdistaa helposti särkyvät esineet hellävaraisesti vaimentamalla suihkua.



- 7 x 7 mm:n rei'itys, 3 mm:n tuki

EAN: 4002513531176 / Materiaalin numero: 06097010 /
Vanhan materiaalin numero: 69500902D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1
Ulkomitat, nettoleveys, mm	773
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	573
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	10
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	870
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	590
Nettopaino, kg	1,70
Bruttopaino, kg	1,80