


E 745/1

Moduuli

enintään 104 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 104 pipetille, enint. 540 mm
- Tukikehikon osiokoko 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materiaalin numero: 06233580 /  
Vanhan materiaalin numero: 69574502D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli pipeteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektioipullojen koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Pipetit [määrä]	104
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	288
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	415
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	590
Nettopaino, kg	24,60
Bruttopaino, kg	25,00