

MF/3

Vaunut

pesu- ja desinfiointikoneiden täyttöön ja tyhjennykseen.



- Instrumenttivaunun helppoon käsittelyyn
- Jalan painalluksella toimiva nostotekniikka
- 2 lukittavaa pyörää
- Syöttökorkeus 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002513771114 / Materiaalin numero: 06392900 /  
Vanhan materiaalin numero: 69200107D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Varastointi-/kuljetusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1182
Ulkomitat, nettoleveys, mm	660
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	807
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	430
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	34,20
Bruttopaino, kg	52,40