

E 529

Vaunu

4-5 silmäkirurgiasarjalle.



- 2 tasoa verkkokoreille
- 1 taso, jossa 16 tai 30 suihkusuutinta
- E 478/1:n liitännämahdollisuus tuloputkeen
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Magneettillista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)

EAN: 4002513792553 / Materiaalin numero: 06415950 /
Vanhan materiaalin numero: 69552901D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
Tuoteluokka	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	4-5
Ontot instrumentit [määrä]	46
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	471
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	645
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	550
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	640
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	14,00
Bruttopaino, kg	21,00