

E 474/4

Perusvaunu

enintään 2 MIS-sarjalle moduulijärjestelmässä.



- Ontoille instrumenteille 3 moduulilinjassa
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Malleille: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002513805536 / Materiaalin numero: 06439160 /
Vanhan materiaalin numero: 69547405D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
MIS-sarjat [määrä]	2
Vaihtoehtoisia ominaisuuksia	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	507
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	630
Nettopaino, kg	10,17
Bruttopaino, kg	10,17
Mukana toimitettava paketti	
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 447 naarassovit, Luer-Lock-uroslittimeen [määrä]	3