

E 436/3

Vaunu

n. 3 anestesia-sarjan optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa noin 3 anestesia-sarjalle.
- 8 suutinta, jousipidikkeet, enint. 1,5 m:n hengitysletkuille
- Säilytys kierrettynä
- Kuumailmakuivausliitäntä
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002513805673 / Materiaalin numero: 06439240 /  
Vanhan materiaalin numero: 69543604D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
AN-sarjat [määrä]	3
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	507
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	535
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	510
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	520
Nettopaino, kg	6,60
Bruttopaino, kg	7,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 430/1 1/3 verkkokori [määrä]	1
E 431 suorasuihkusuutin haitariletkuille, Ø 8 x 193 mm [määrä]	1
E 432 pidike haitariletkuille [määrä]	1
E 433 pidike silikonisille hengitysletkuille [määrä]	2
E 434 pidike lasten hengitysletkuille [määrä]	1
E 466 suorasuihkusuutin, 8 x 333 mm, hengityspusseille [määrä]	6
E 496 suorasuihkusuutin, 4 x 120 mm [määrä]	10