

E 715/1

Vaunu

enint. 4 AN-sarjan ja/tai 12 hengitysletkun (1,5 m) ja lisävar. kiinnitykseen.



- Hengitysletkujen kiinnittämiseen kierretelineeseen
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Magneettista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)

EAN: 4002513872699 / Materiaalin numero: 06491890 /  
Vanhan materiaalin numero: 69571502D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
AN-sarjat [määrä]	4
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	530
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	645
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	560
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	640
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	680
Nettopaino, kg	9,70
Bruttopaino, kg	10,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 430/1 1/3 verkkokori [määrä]	1
E 431 suorasuihkusuutin haitariletkuille, Ø 8 x 193 mm [määrä]	1
E 432 pidike haitariletkuille [määrä]	1
E 433 pidike silikonisille hengitysletkuille [määrä]	3
E 434 pidike lasten hengitysletkuille [määrä]	1
E 466 suorasuihkusuutin, 8 x 333 mm, hengityspusseille [määrä]	6
E 496 suorasuihkusuutin, 4 x 120 mm [määrä]	15
Magneettista automaattiseen vaununtunnistukseen (ilman magneetteja) [määrä]	1