

E 729

Teline

enintään 4-5 silmäkirurgiasarjan optimaaliseen sijoitteluun 3 tasolle.



- 2 tasoa 4 DIN-verkkokorille
- 1 taso, jossa 16 tai 30 suihkusuutinta
- E 478/1:n liitäntämahdollisuus tuloputkeen
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Magneettillista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)

EAN: 4002513893274 / Materiaalin numero: 06517580 /
Vanhan materiaalin numero: 69572901D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	4
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	4-5
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	471
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	680
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	14,40
Bruttopaino, kg	16,40
Mukana toimitettava paketti	
E 476 pidike [määrä]	1
E 477 sulkuruuvi [määrä]	1
E 790 Luer-Lock-liitin, naaras/naaras [määrä]	8
E 791 Luer-Lock-liitin, naaras/urossa [määrä]	8
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (ilman magneetteja) [määrä]	1