

E 479

Pidike

mikroinstrumenteille, Ø enint. 4 mm.



- Verkkokoreihin, jossa on 5 mm:n silmukkakoko
- 50 välinettä/pussi

EAN: 4002513918175 / Materiaalin numero: 06553750 /
Vanhan materiaalin numero: 69747901D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Läpinäkyvä
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	5
Ulkomitat, nettoleveys, mm	21
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	21
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	95
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	110
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	80
Nettopaino, kg	0,19
Bruttopaino, kg	0,23