

E 494

Teline

5 mikrotiitterilevyn hellävaraiseen kiinnittämiseen.



EAN: 4002513926064 / Materiaalin numero: 06570920 /
Vanhan materiaalin numero: 69549401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Mikrotiitterilevyt [määrä]	5
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	35
Ulkomitat, nettoleveys, mm	205
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	440
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	265
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	180
Nettopaino, kg	0,85
Bruttopaino, kg	1,00