


A 11/1

Teline

Puhdistaa helposti särkyvät esineet hellävaraisesti vaimentamalla suihkua.



- 7 x 7 mm:n rei'itys
- Ylä- ja alakoriin
- Suositellaan käytettäväksi PG 8536:ssa

EAN: 4002513975680 / Materiaalin numero: 06629660 /  
Vanhan materiaalin numero: 69501102D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Tukikehikko	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1
Ulkomitat, nettoleveys, mm	433
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	433
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	16
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	470
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	470
Nettopaino, kg	0,80
Bruttopaino, kg	1,00