


E 950/1

Vaunu

kapeakaulaiselle lasitavaralle 3 tasolle.



- 232 suutinta
- Tasot 1+3: Kussakin 80 suihkupuikkoa ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Taso 2: 72 suihkupuikkoa ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Kaikkien kolmen tason täyttökorkeus enint. 148 mm

EAN: 4002514072708 / Materiaalin numero: 06696990 /
Vanhan materiaalin numero: 69595002D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	232
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	572
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	650
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	28,20
Bruttopaino, kg	40,00
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1