

E 405/1

Vaunu

enintään 38 pipetille, kuumailmakuivausliitettä.



- Tilaa 38 pipetille ?? rivissä
- 1. rivi: 10 pipettiä x 100 ml (enint. 550 mm), pidikeväli 20 mm
- 2. rivi: 14 pipettiä x 25 ml, pidikeväli 26 mm
- 3. rivi: 14 pipettiä x 10 ml, pidikeväli 26 mm
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkugarren ohjaukseen

EAN: 4002514087078 / Materiaalin numero: 06727920 /
Vanhan materiaalin numero: 69540502D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitettä	•
Vaunu pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	38
Vakiosähköliitettä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	517
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	500
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	6,20
Bruttopaino, kg	8,10