

E 901/2

Vaunu

verkkokoreille/vadeille ja ontoille instrumenteille.



- 3 integroitua suihkuvartta
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Yksittäisten tasojen täyttömäärät eroavat toisistaan
- Kuumailmakuivausliitettä
- Magneettillista vaununtunnistukseen (sis. magn. ML)

EAN: 4002514219882 / Materiaalin numero: 06893870 /
Vanhan materiaalin numero: 69590103D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Vaunu MIS-instrumenteille	•
Vaunu vadeille	•
Vaunu verkkokoreille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	12
SPRI-verkkokorit [määrä]	4
Ontot instrumentit [määrä]	8
Vakiosähköliitettä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	590
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	720
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	830
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	780
Nettopaino, kg	26,50
Bruttopaino, kg	30,00
Mukana toimitettava paketti	
E 362 sulkuruuvi [määrä]	3
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-urosliittimeen [määrä]	2
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarasliittimeen [määrä]	2
E 980 kulmasovitin [määrä]	3
Suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 110 mm [määrä]	4
Suorasuihkusuutin, Ø 4 mm, pituus 120 mm, ja jousinipistin [määrä]	3
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1