


E 103/1

Teline

Enintään 12 x 75 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa n. 200 koeputkelle, enint. 12 x 75 mm
- Jaettu 6 osaan
- Silmukan koko 8 x 8 mm
- Sis. kannen A 13

EAN: 4002514231051 / Materiaalin numero: 06907630 /
Vanhan materiaalin numero: 69510302D

| Tuotteen luokitus | |
|---|-------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli koeputkille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Käyttökohde | |
| Koeputkien koneelliseen käsittelyyn | • |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Koeputket [määrä] | 200 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0 |
| Taajuus, Hz | 0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00 |
| Sulakekoko, A | 0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 122 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 200 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 220 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 140 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 245 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 250 |
| Nettopaino, kg | 0,54 |
| Bruttopaino, kg | 0,74 |
| Mukana toimitettava paketti | |
| A 13 -kansi [määrä] | 1 |