


E 104/1

Teline

Enintään 12 x 105 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa n. 200 koeputkelle, enint. 12 x 105 mm
- Kapasiteetti, sis. kannen A 13
- Silmukan koko 8 x 8 mm

EAN: 4002514231068 / Materiaalin numero: 06907640 /  
Vanhan materiaalin numero: 69510402D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	200
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	152
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	230
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	165
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,60
Bruttopaino, kg	0,82
Mukana toimitettava paketti	
A 13 -kansi [määrä]	1