


E 105/1

Teline

Enintään 12 x 165 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa n. 200 koeputkelle, enint. 12 x 165 mm
- Kapasiteetti, sis. kannen A 13
- Silmukan koko 9 x 9 mm

EAN: 4002514231075 / Materiaalin numero: 06907650 /
Vanhan materiaalin numero: 69510502D

| Tuotteen luokitus | |
|---|-------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli koeputkille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Lokeroiden lukumäärä | 6 |
| Käyttökohde | |
| Koeputkien koneelliseen käsittelyyn | • |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Koeputket [määrä] | 200 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0 |
| Taajuus, Hz | 0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00 |
| Sulakekoko, A | 0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 212 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 200 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 210 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 235 |
| Ulkomitat, bruttotoleveys, mm | 240 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 250 |
| Nettopaino, kg | 0,90 |
| Bruttopaino, kg | 1,14 |
| Mukana toimitettava paketti | |
| A 13 -kansi [määrä] | 1 |