

E 139/1

Teline

Enintään 12 x 200 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii koeputkille, enint. 12 x 200 mm
- Jaettu 6 osaan
- Silmukan koko 9 x 9 mm
- Alakoriin
- Sis. kannen A 13

EAN: 4002514231082 / Materiaalin numero: 06907660 /
Vanhan materiaalin numero: 69513902D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	6
Käyttökohde	
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	200
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	243
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	230
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	245
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	265
Nettopaino, kg	1,26
Bruttopaino, kg	1,29
Mukana toimitettava paketti	
A 13 -kansi [määrä]	1