

## DOS K 60

Annostelupumppu 5–10 litran kanistereille

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Annostelun valvonta – standardin DIN EN ISO 15883 mukainen
- Nestem. pesuaineen / kemiallisen desinfiointiaineen annosteluun
- 300 mm:n imuputki 5–10 litran säiliölle
- Muuntosarja saatavilla 10–30 litran kanistereiden imuputkille
- Annostelee enint. 120 Milliliiter ml / 60 s

EAN: 4002514254890 / Materiaalin numero: 06940330 /  
Vanhan materiaalin numero: 69747008D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Tuotantoteho, ml/60 s	120
Imuputken pituus, mm	333
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	230-240
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,02
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	118
Ulkomitat, nettoleveys, mm	235
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	115
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	290
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	420
Nettopaino, kg	2,45
Bruttopaino, kg	2,70