


E 903/1

Moduuli

TUR-sarjoille (eturauhasen osapoisto).



- Tilaa enintään 10 ontolle instrumentille

EAN: 4002514256290 / Materiaalin numero: 06943230 /
Vanhan materiaalin numero: 69590302D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	40
Ulkomitat, nettoleveys, mm	461
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	510
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	180
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	2,93
Bruttopaino, kg	3,65
Mukana toimitettava paketti	
E 442 huuhteluhyly, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	3
E 444 rumpu optisille kuitukaapeleille ja imuletkuille [määrä]	1
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-uroslittimeen [määrä]	1
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	4
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	3
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylyille, 10-15 mm [määrä]	1
E 467 huuhteluhyly, 205 mm, MIS-instrumenteille/-pihdeille [määrä]	3
E 469 huuhteluhyly, 300 mm, MIS-/urologian instrumenteille [määrä]	3
E 907/1 kannellinen verkkokori pienille osille [määrä]	1
Silikoniletku 2 m, Ø 5 mm	•
Muovituki [määrä]	1