

E 905/1

Moduuli

esimerkiksi niveltähystyksen ja urologian MIS-instrumenttien optimisjoitteluun.



- Tilaa enintään 16 ontolle instrumentille
- Osio esim. niveltähystyksen ja laparoskopian instrumenteille.

EAN: 4002514256306 / Materiaalin numero: 06943240 /
Vanhan materiaalin numero: 69590502D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	16
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	40
Ulkomitat, nettoleveys, mm	461
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	510
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	3,01
Bruttopaino, kg	3,62
Mukana toimitettava paketti	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	1
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	1
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-urosliittimeen [määrä]	2
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	4
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarasliittimeen [määrä]	2
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	4
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	3
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsulle, 10–15 mm [määrä]	3
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	1
E 472 puristinjousi suorasuihkusuuttimille Ø 4 mm [määrä]	1
E 907/1 kannellinen verkkokori pienille osille [määrä]	1