


E 906/1

Moduuli

esimerkiksi niveltähystyksen ja urologian MIS-instrumenttien optimisjoitteluun.



- Tilaa enintään 10 ontolle instrumentille
- Osio esim. niveltähystyksen ja laparoskopian instrumenteille.

EAN: 4002514256313 / Materiaalin numero: 06943250 /
Vanhan materiaalin numero: 69590602D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	40
Ulkomitat, nettoleveys, mm	461
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	510
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	2,87
Bruttopaino, kg	3,56
Mukana toimitettava paketti	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	1
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	5
E 443 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 10 mm [määrä]	3
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	2
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	1
E 456 avausjousi MIS-instrumenteille [määrä]	2
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	1
E 908/1 teline purettaville MIS-instrumenteille/varsille [määrä]	1