

E 915/3

Vaunu

n. 7 AN-sarjalle ja/tai 20 hengitysletkulle ja lisävarusteille.



- Hengitysletkujen kiinnittämiseen kierretelineeseen
- Suorasuihkujärjestelmä
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Magneettillista vaununtunnistukseen (sis. magneetit)

EAN: 4002514257983 / Materiaalin numero: 06943870 /
Vanhan materiaalin numero: 69591504D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitäntä	•
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
AN-sarjat [määrä]	7
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	637
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	780
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	810
Nettopaino, kg	25,00
Bruttopaino, kg	25,00
Mukana toimitettava paketti	
E 142 kori 1/2, DIN-verkkokorit [määrä]	1
E 431 suorasuihkusuutin haitariletkuille, Ø 8 x 193 mm [määrä]	1
E 466 suorasuihkusuutin, 8 x 333 mm, hengityspusseille [määrä]	10
E 496 suorasuihkusuutin, 4 x 120 mm [määrä]	18
E 916 pidike 5 haitariletkulle [määrä]	1
E 917 pidike 5 silikoniselle hengitysletkuille [määrä]	4
E 918 pidike 5 lasten hengitysletkulle [määrä]	1
Jousipidikkeet, Ø 12 mm, hengitysletkuille, joiden pituus on enint. 1,5 m [määrä]	20
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1