

GP MI X 0011 W

Mikrokuituliina yleiskäyttöön, 1 kpl

Parhaalle puhdistustulokselle ja turvalliselle käytölle.

EAN: 4002514299204 / Materiaalin numero: 07006550 /  
Vanhan materiaalin numero: 22996171EU1



- Kestää erittäin hyvin repimistä ja on tukeva
- Hienojakoiset mikrokuidut takaavat korkean puhdistustehon
- Voidaan käyttää kuivana, kosteana, puhdistusaineella tai ilman
- Voidaan pestä 60 °C lämpötilassa jopa 500 kertaa
- Huolellisella hoidolla vuosien luotettava toiminta