


E 949

Moduuli

8 intramedullaariselle naulalle ja/tai medullaariselle laajentimelle.



- 8 pidikettä intramedullaarisille nauloille\*
- 6 jatkoholkkia medullaarisille laajentimille\*\*

\* Pidikkeet on asennettu valmiiksi.

\*\* Jatkoholkit toimitetaan irrallisina.

EAN: 4002514312040 / Materiaalin numero: 07025320 /  
Vanhan materiaalin numero: 69594901D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Ortopedisien kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Luuydinpora [määrä]	8
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	115
Ulkomitat, nettoleveys, mm	352
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	558
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	290
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	35,00
Bruttopaino, kg	45,00