

E 955

Teline

poraholkeille, Ø 3–15 mm, pituus enint. 125 mm



EAN: 4002514312057 / Materiaalin numero: 07025330 /
Vanhan materiaalin numero: 69595501D

Tuotteen luokitus

Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto •

Tuoteyhteydet

PG 8527 •

PG 8528 •

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali Ruostumaton teräs

Väri Ruostumaton teräs

Käyttökohde

Ortopedisen kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely •

Vakiosähköliitäntä

Vaiheiden määrä 0

Jännite, V 0-0

Taajuus, Hz 0-0

Kokonaisnimellisteho, kW 0,00-0,00

Sulakekoko, A 0-0

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm 85

Ulkomitat, nettoleveys, mm 221

Ulkomitat, nettosyvyys, mm 156

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 170

Ulkomitat, bruttoleveys, mm 250

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 250

Nettopaino, kg 1,00

Bruttopaino, kg 1,00