

E 703/1

Lisätarvike

7 ontolle instrumentille.



- Suorasuihkumoduuli siirrettävälle yksikölle E 525/2 tai E 701/2

EAN: 4002514312064 / Materiaalin numero: 07025350 /  
Vanhan materiaalin numero: 69570302D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7824	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Muut telineet / muut moduulit	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Ontot instrumentit [määrä]	7
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	170
Ulkomitat, nettoleveys, mm	80
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	555
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	680
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	0,85
Bruttopaino, kg	1,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 362 sulkuruuvi [määrä]	3
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-urosliittimeen [määrä]	1
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarasliittimeen [määrä]	2
E 980 kulmasovitin [määrä]	3
Suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 110 mm [määrä]	3
Suorasuihkusuutin, Ø 4 mm, pituus 120 mm, ja jousinipistin [määrä]	3