

E 705/2

Vaunu

enint. 600 mm:n pituisten MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa enintään 42 ontolle instrumentille
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Magneettillista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)
- 3 tason täyttökorkuudet eroavat toisistaan

EAN: 4002514313399 / Materiaalin numero: 07029810 /  
Vanhan materiaalin numero: 69570503D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitäntä	•
Vaunu MIS-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Ontot instrumentit [määrä]	42
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	530
Ulkomitat, nettoleveys, mm	670
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	550
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	640
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	12,50
Bruttopaino, kg	14,60
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	3
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	15
E 443 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 10 mm [määrä]	5
E 444 rumpu optisille kuitukaapeleille ja imuletkuille [määrä]	1
E 445 – 12 tulppaa E 442 huuhteluhylsille, aukon Ø 6 mm [määrä]	1
E 446 – 12 tulppaa E 443 huuhteluhylsille, aukon Ø 10 mm [määrä]	1
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-urosliitimeen [määrä]	3
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	6
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarasliitimeen [määrä]	5
E 451 teline 1/6 verkkokori [määrä]	1
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	3
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	8
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	6
E 456 avausjousi MIS-instrumenteille [määrä]	4
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	3

E 705/2

Vaunu

enint. 600 mm:n pituisten MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002514313399 / Materiaalin numero: 07029810 /  
Vanhan materiaalin numero: 69570503D

E 472 puristinjousi suorasuihkusuuttimille Ø 4 mm [määrä] 2

Silikoniletku 2 m, Ø 5 mm •

Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (ilman magneetteja) [määrä] 1