

E 909

Vaunu

enintään 1-2 MIS-sarjalle ja verkkokorille moduulijärjestelmässä.



- Tasot 1–3 vapaina verkkokoreille, esim. E 142
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Kuumailmakuivausliitettä
- Magneettillista vaununtunnistukseen (sis. magn. ML)

EAN: 4002514432809 / Materiaalin numero: 07201500 /  
Vanhan materiaalin numero: 69590901D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitettä	•
Vaunu MIS-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	9
SPRI-verkkokorit [määrä]	3
MIS-sarjat [määrä]	1-2
<b>Vakiosähköliitettä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	698
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	720
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	830
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	780
Nettopaino, kg	26,50
Bruttopaino, kg	30,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1