

E 478/1

Pidike

4 ohuelle kanyylille (Sautter-kanyylit).



- Rst-suodatinlevy (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Materiaalin numero: 07292920 /
Vanhan materiaalin numero: 69747802D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	4
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,19
Bruttopaino, kg	0,23