

E 926
Moduuli
pitkille MIS-instrumenteille.



- Tilaa enintään 13 ontolle instrumentille

EAN: 4002514504353 / Materiaalin numero: 07297050 /
Vanhan materiaalin numero: 69592601D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Ontot instrumentit [määrä]	13
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	40
Ulkomitat, nettoleveys, mm	568
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	510
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	280
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	580
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	630
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	2,60
Mukana toimitettava paketti	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	3
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	5
E 443 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 10 mm [määrä]	3
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	2
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	1
E 456 avausjousi MIS-instrumenteille [määrä]	2
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	1