

O 190/2
Yläkori
erilaisille telineille.



- Täyttökorkeus: 215 mm mm
- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- Magneetti suihkuvarren antureihin malliin PG 8536

EAN: 4002514556185 / Materiaalin numero: 07333050 /
Vanhan materiaalin numero: 69119002D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Korirunko/lavetti	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Enimmäistäyttökorkeus, mm	215
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	265
Ulkomitat, nettoleveys, mm	531
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	475
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	285
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	555
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	3,19