

O 190/2
Yläkori
erilaisille telineille.



- Täyttökorkeus: 215 mm mm
- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- Magneetti suihkuvarren antureihin malliin PG 8536

EAN: 4002514556185 / Materiaalin numero: 07333050 /
Vanhan materiaalin numero: 69119002D

| Tuotteen luokitus | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Tuoteluokka | |
| Korirunko/lavetti | • |
| Yläkori | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Enimmäistäyttökorkeus, mm | 215 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0 |
| Taajuus, Hz | 0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00 |
| Sulakekoko, A | 0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 265 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 531 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 475 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 285 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 540 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 555 |
| Nettopaino, kg | 2,40 |
| Bruttopaino, kg | 3,19 |