

O 167/1

Yläkori

leikkaussalijalkineen pohjallisten optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa enintään 28 pohjalliselle
- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- Magneetti suihkuvarren antureihin malliin PG 8536

EAN: 4002514556215 / Materiaalin numero: 07333080 /
Vanhan materiaalin numero: 69116703D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	195
Ulkomitat, nettoleveys, mm	480
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	475
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	210
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	495
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	3,23