

O 173/1
Yläkori
leikkaussalijalkineille.



- Tilaa 8 leikkaussalijalkineelle, koko enint. 41
- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- Magneetti suihkuvarren antureihin malliin PG 8536

EAN: 4002514556222 / Materiaalin numero: 07333090 /
Vanhan materiaalin numero: 69117302D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	8
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	195
Ulkomitat, nettoleveys, mm	531
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	475
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	270
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	525
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	3,30