

E 327/1

Vaunu

4 DIN-verkkokorin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 4 DIN-verkkokorille 2 tasolla
- Magneetti suihkuvarren antureihin malliin PG 8536
- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002514556239 / Materiaalin numero: 07333100 /
Vanhan materiaalin numero: 69532702D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu verkkokoreille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	4
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	410
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	420
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	595
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	3,30