

E 429/1

Vaunu

mikroinstrumenteille (silmäkirurgia), 2-4 OP-sarjalle.



- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- Taso 1: esim. 4 x E441/1-teline tai 2 x E142-teline / taso
- Taso 2 vasemmalla: 20 liitäntää ontoille instrumenteille
- Taso 2 oikealla: 16 Luer-Lock-liitintä, uros, vaakataso, letku
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002514556253 / Materiaalin numero: 07333120 /  
Vanhan materiaalin numero: 69542902D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	2-4
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	520
Ulkomitat, nettoleveys, mm	540
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	540
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	530
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	3,30
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 476 pidike [määrä]	1
E 477 sulkuruuvi [määrä]	1
E 790 Luer-Lock-liitin, naaras/naaras [määrä]	8
E 791 Luer-Lock-liitin, naaras/uros [määrä]	8