

E 440/3

Vaunu

mikroinstrumenteille (silmäkirurgia), 4 OP-sarjalle.



- Integroitu magneettinen suihkuvarsi
- Tasot 1 ja 2, esim. 4 x E441/1 tai 2 x E142 per taso
- Taso 3 vasemmalla: 20 liitäntä ontoille instrumenteille
- Taso 3 oikealla: 16 Luer-Lock-liitintä, uros, vaakataso, letku
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002514556260 / Materiaalin numero: 07333140 /
Vanhan materiaalin numero: 69544004D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	4
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	270
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	525
Nettopaino, kg	2,40
Bruttopaino, kg	3,30
Mukana toimitettava paketti	
E 476 pidike [määrä]	1
E 477 sulkuruuvi [määrä]	1
E 790 Luer-Lock-liitin, naaras/naaras [määrä]	8
E 791 Luer-Lock-liitin, naaras/uros [määrä]	8