

MF 27/28-1

Kuljetusvaunu

pesu- ja desinfiointikoneiden täyttöön ja tyhjennykseen.



- 4 pyörää, joista 2 lukittavia
- Helppo ja kätevä käyttää pyöristettyjen kädensijojen ansiosta
- Kiinnitettävissä/lukittavissa kuljettimiin molemmilta puolilta
- Syöttökorkeus 850 mm, -100 mm, +150 mm
- Irrotettava pohja-allas, kork. 70, lev. 603, syv. 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materiaalin numero: 07397640 /
Vanhan materiaalin numero: 69200111D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Varastointi-/kuljetusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1050
Ulkomitat, nettoleveys, mm	740
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	930
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1010
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	730
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	950
Nettopaino, kg	32,00
Bruttopaino, kg	45,00