

E 931

Teline

enintään 20 leikkaussalijalkineelle, koko enintään 48.



- Vaunun E 975/2 ylä- ja alatasoille
- 20 pidikettä
- Kokonaistäyttömäärä/ohjelma: 40 leikkaussalijalkinetta (20 paria)

EAN: 4002514598444 / Materiaalin numero: 07439490 /
Vanhan materiaalin numero: 69593101D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	20
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	254
Ulkomitat, nettoleveys, mm	586
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	752
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	275
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	605
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	765
Nettopaino, kg	4,35
Bruttopaino, kg	4,70