

E 942/3

Moduuli

enintään 116 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 116 pipetille, korkeus enintään 580 mm
- Lokeron mitat ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materiaalin numero: 07459390 /
Vanhan materiaalin numero: 69594204D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	116
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	279
Ulkomitat, nettoleveys, mm	558
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	352
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	420
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	570
Nettopaino, kg	35,00
Bruttopaino, kg	45,00