

E 943/2

Moduuli

kapeakaulaiselle lasitavaraalle, 100–500 ml.



- 32 suihkusuitinta (E 351), 4 x 160 mm, joissa pidikkeet (E 353)

EAN: 4002514605043 / Materiaalin numero: 07459400 /
Vanhan materiaalin numero: 69594303D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	32
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	190
Ulkomitat, nettoleveys, mm	558
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	352
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	180
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	6,50
Bruttopaino, kg	7,50