

E 944/2

Moduuli

kapeakaulaiselle lasitavaralle, 500–1 000 ml.



- 15 suihkusuitinta (E 352), 6 x 220 mm, joissa pidikkeet (E 354)

EAN: 4002514605050 / Materiaalin numero: 07459410 /
Vanhan materiaalin numero: 69594403D

| | |
|---|-------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä] | 15 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0-0 |
| Taajuus, Hz | 0-0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00-0,00 |
| Sulakekoko, A | 0-0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 250 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 558 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 352 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 180 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 550 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 570 |
| Nettopaino, kg | 3,92 |
| Bruttopaino, kg | 4,42 |