

E 947/2

Moduuli

esimerkiksi 88 sentrifugiputken,pienen lasipullon tai koeputken koneelliseen kä



- 88 suutinta, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Materiaalin numero: 07459430 /
Vanhan materiaalin numero: 69594703D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektioipullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	88
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	170
Ulkomitat, nettoleveys, mm	558
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	352
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	290
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	5,00
Bruttopaino, kg	6,00