

E 555/2

Vaunu

instrumenttien puhdistamiseen 2 tasolla.



- Täyttömäärä alhaalta: K 210, L 487, S 592 mm
- Täyttömäärä alhaalta: K 219, L 495, S 548 mm
- Magneettillista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)
- Suuri valikoima tarvikkeita saatavilla

EAN: 4002514606248 / Materiaalin numero: 07460290 /
Vanhan materiaalin numero: 69555503D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Vatien koneellinen käsittely	•
Kaarimallojen koneellinen käsittely	•
Tuttipullojen koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kontainereiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	4
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	298
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	645
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	640
Nettopaino, kg	10,00
Bruttopaino, kg	12,00
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (ilman magneetteja) [määrä]	1