

E 521/2

Teline

7 poisto-, ortodontia- ja/tai teknisille pihdeille.



- Osioiden koko: 21 x 80 mm
- Sopii myös jalkahoidossa käytettäville pihdeille

EAN: 4002514616438 / Materiaalin numero: 07476430 /  
Vanhan materiaalin numero: 68552103D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
SlimLine-pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
Pihdit [määrä]	7
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	135
Ulkomitat, nettoleveys, mm	100
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	189
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	120
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	175
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	220
Nettopaino, kg	0,42
Bruttopaino, kg	0,46