

E 521/2

Teline

7 poisto-, ortodontia- ja/tai teknisille pihdeille.



- Osoiden koko: 21 x 80 mm
- Sopii myös jalkahoidossa käytettäville pihdeille

EAN: 4002514616438 / Materiaalin numero: 07476430 /
Vanhan materiaalin numero: 68552103D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapaseetti	
Pihdit [määrä]	7
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	135
Ulkomitat, nettoleveys, mm	100
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	189
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	120
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	175
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	220
Nettopaino, kg	0,42
Bruttopaino, kg	0,46