

DOS NA 120

Paljetoiminen annostelupumppu

Neutraalin/emäksisen nesteen annosteluun.



- Nestemäisen pesuaineen annosteluun, emulgaattori
- Kemiallisen desinfiointiaineen annosteluun
- Asennettavissa jälkikäteen Miele-huoltoliikkeen toimesta

EAN: 4002514641911 / Materiaalin numero: 07514610 /
Vanhan materiaalin numero: 69226005D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	300
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	420
Nettopaino, kg	2,45
Bruttopaino, kg	2,89