

pullonpidike
Pullonpidike
astianpesukoneen alakoriin

EAN: 4002514855059 / Materiaalin numero: 07549120 / Vanhan materiaalin numero:



- Tuttipulloille ja muille vastaaville
- Pystysuora asento takaa paremman puhdistustuloksen
- Pullonpidikkeen kiinnitin mat.nro 7506601 tarvitaan
- sopii: G4xxx, G5xxx, G6xxx
- G 5xxx:n kanssa, käyttö vain ennen 12/2016 valm. laitteissa